

LISTADO DE ACCESORIOS DE PANI

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | EQUIPO | IMAGEN |
|--------------|--|--|---|
| 877514 | MANGUERA DE PANI NEONATAL BLANCA DE 3 M. DE LARGO | DATEX-OHMEDA LIGHT, F-LM AND F-LMP |  |
| 2017008-001 | MANGUERA DE PANI ADULTO/PEDIÁTRICO, DE 3.6 M. DE LARGO | GE MARQUETTE DASH, EAGLE, SOLAR, TRAM 400, TRAM 450, TRAM 451, TRAM 800, TRAM 850, TRAM 851, E-PRESTIN, COROMETRICS 120 Y COROMETRICS 250, CARESCAPE B650, B850. |  |
| 2021285-001 | ADULT NIBP CUFF HOSE WITH CUFF ID, BLACK, 3.6 M/12 FT. | USE WITH DATEX-OHMEDA BRAND MONITORS HAVING RECTANGLE NIBP CONNECTOR |  |
| 2017009-003 | MANGUERA DE PANI AZUL, NEONATAL FEMALE SLIP LUER, LONGITUD 1.2 M | COMPATIBILITY: DASH 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, TRAM, CARESCAPE PATIENT DATA MODULE, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN |  |
| 2017009-001 | MANGUERA DE PANI AZUL, NEONATAL FEMALE SLIP LUER, LONGITUD 2.4 M | COMPATIBILITY: DASH 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, TRAM, CARESCAPE PATIENT DATA MODULE, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN, B30 PATIENT MONITOR |  |
| 414874-001 | MANGUERA DE PANI NEONATAL AZUL RECTANGULAR CONNECTOR TO FEMALE SLIP LUER, | GE MARQUETTE DASH, EAGLE, SOLAR, TRAM 400, TRAM 450, TRAM 451, TRAM 800, TRAM 850, TRAM 851, E-PRESTIN, COROMETRICS 120 Y COROMETRICS 250, CARESCAPE B650, B850 |  |
| 414873-001 | MANGUERA DE PANI ADULTO/PEDIÁTRICO CONECTOR CUADRADO, CONECTORES MACHO-MACHO | EAGLE 3000, DASH 2000/3000/4000, TRAM 400/450/451/850/851, COROMETRICS 120 |  |

LISTADO DE ACCESORIOS DE PANI

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | EQUIPO | IMAGEN |
|--------------|--|---|---|
| 2020980-001 | MANGUERA DE PANI ADULTO/PEDIÁTRICO, CONECTOR CUADRADO, CONECTORES MACHO-HEMBRA, LONGITUD 3.6M | COMPATIBILITY: DASH 2000, 3000, 4000, 5000, TRAM, CARESCAPE PATIENT DATA MODULE, COROMETRICS 120, 128, 129, 259, 259CX, B30 PATIENT MONITOR, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN |  |
| 2001589-018 | BRAZALETE ADULTO ESTÁNDAR, 24-32 CM PARA TONOPORT, COLOR AZUL | GE CARDIOSOFT – TONOPORT V |  |
| 2204 | BRAZALETE ADULTO OBESO DE 2 TUBOS, 31-40 CM, CONECTORES HEMBRA-HEMBRA, COLOR VINO, DURA-CUF | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2450 | BRAZALETE NEONATAL DE 2 TUBOS, COLOR NARANJA DE 8– 13 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, SOFT-CUF | DATEX OHMEDA MONITORS |  |
| 2451 | BRAZALETE INFANTE DE 2 TUBOS, DE 12-19 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, COLOR VERDE, SOFT-CUF | DATEX OHMEDA MONITORS |  |
| 2752E | BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO DE 2 TUBOS, COLOR AZUL DE 17 – 25 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, DURA-CUF | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |
| 2170 | BRAZALETE NEONATAL DE 2 TUBOS, COLOR NARANJA DE 8 – 13 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, CLASSIC-CUF | DATEX OHMEDA MONITORS |  |

LISTADO DE ACCESORIOS DE PANI

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | EQUIPO | IMAGEN |
|--------------|---|--|---|
| 2490 | BRAZALETE ADULTO LARGO DE 2 TUBOS, DE 31 – 40 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA, COLOR VINO, SENA-CUF | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2619 | BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO. 5, CLASSIC-CUF 2 TUBOS, COLOR BLANCO 8–15 CM | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 2488 | BRAZALETE ADULTO SENA-CUF, 2 TUBOS, 23 – 33 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA, COLOR GRIS, SENA-CUF | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2699 | DURA-CUF ASSORTMENT, 2 TB, SCREW: 1 INFANT, 1 CHILD, 1 SMALL ADULT, 1 ADULT, 1 LARGE ADULT, 1 THIGH, VARIOUS (CAJA C/6), CONECTOR DE TORNILLO | GE COROMETRICS, DINAMAP AND MODULE+ MONITORS |  |
| 2750E | BRAZALETE NEONATAL REUSABLE DURA-CUF, 2 TUBOS, 8 – 13 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, COLOR NARANJA | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |
| 2751E | BRAZALETE PEDIÁTRICO REUSABLE DURA-CUF, 2 TUBOS, 12 – 19 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA, COLOR VERDE | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |
| 64654 | CONECTOR PARA MANGUERA DE PANI | NOTE: FOR HOSES: 895732, 877235, 879739, 2021285-001 |  |
| 64655-HEL | CONECTOR PARA BRAZALETE DE PANI | |  |
| 2757E | BRAZALETE ADULTO LARGO DURA-CUF DE 2 TUBOS, DE 31 – 40 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |

LISTADO DE ACCESORIOS DE PANI

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | EQUIPO | IMAGEN |
|--------------|---|--|---|
| 2754E | BRAZALETE ADULTO LARGO DURA-CUF, 2 TUBOS, MATED SUBMIN, WINE 31 – 40 CM CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |
| 2525 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 5 SOFT-CUF, 2 TUBOS, MALE SLIP, ROSE/WHITE, DE 8-15 CM | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 2401 | BRAZALETE NEONATAL SOFT-CUF, 2 TUBOS, COLOR NARANJA, DE 8–13 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2774 | BRAZALETE ADULTO DURA-CUF, 2 TUBOS, 23 – 33 CM, CONECTOR TIPO TORNILLO, COLOR AZUL | GE COROMETRICS, DINAMAP AND MODULE MONITORS |  |
| 2202 | BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO DURA-CUF, 2 TUBOS, 17 – 25 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA, COLOR AZUL | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2200 | BRAZALETE NEONATAL REUSABLE DURA-CUF, 2 TUBOS, 8 – 13 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA, COLOR NARANJA | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |
| 2628 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3 CLASSIC-CUF, 2 TUBOS, 6 – 11 CM, COLOR BLANCO | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 2521 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 1 SOFT-CUF, 2 TUBOS, COLOR NARANJA CON BLANCO 3 – 6 CM | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |

LISTADO DE ACCESORIOS DE PANI

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | EQUIPO | IMAGEN |
|--------------|--|--|---|
| 2623 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 4 CLASSIC-CUF, 2 TUBOS, 7 – 13 CM, COLOR AZUL CON BLANCO | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 2452 | BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO SOFT-CUF 2 TUBOS, COLOR AZUL/BLANCO 17 – 25 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX OHMEDA MONITORS |  |
| 2454 | BRAZALETE ADULTO OBESO SOFT-CUF, 2 TUBOS, 23 – 33 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX OHMEDA MONITORS |  |
| 2755E | BRAZALETE ADULTO OBESO DURA-CUF, 2 TUBOS COLOR CAFÉ, 38 – 50 CM, CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX-OHMEDA MONITORS |  |
| 2455 | BRAZALETE ADULTO LARGO SOFT-CUF, 2 TUBOS, 31 – 40 CM, COLOR ROSA/BLANCO CONECTOR MACHO-HEMBRA | DATEX OHMEDA MONITORS |  |
| 2523 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3 SOFT-CUF, 2 TUBOS, COLOR VERDE/BLANCO, DE 6 – 11 CM | GE COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 2638 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 1 CLASSIC-CUF, 2 TUBOS, COLOR BLANCO, DE 3–6 CM | COROMETRICS, DINAMAP, EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, INVIVO, MODULE MONITORS |  |
| 9461-604 | BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO DURA-CUF, 2 TUBOS, 17 – 25 CM, CONECTOR HEMBRA-HEMBRA, COLOR AZUL | GE EAGLE, DASH, TRAM, SOLAR, MAC-LAB SYSTEMS |  |